

G19UHS02XX *Linea Omnia*


Sedile doccia ribaltabile in tecnopolimero, munito di supporto a terra con piedini regolabili

Dati fisici

Dimensioni (mm.)	380x390x450
Peso (kg.)	4

Metodi di imballo


Imballo	Sacco in polietilene e scatola di cartone
Dimensioni dell'imballo (mm.)	560x410x130
Peso con imballo (kg.)	4,82



G19UHS02XX Linea Omnia

Y88JKS107

Piastra di fissaggio



Colori disponibili

Seduta

BB	Cielo artico	BF	Cielo artico scuro	DD	Grafite
WE	Bianco Segnale				

Piastra e gamba

N1	Satinato
----	----------

Materiali e finiture

ABS	Opaca
Alluminio	Opaca

Resistenza al carico

Verticale	150 Kg
-----------	--------

Suggerimenti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita del dispositivo a scopo di consultazione.

Se questo manuale di istruzioni si danneggia o nella lettura alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda all'indirizzo in ultima pagina. Eventuali modifiche alle informazioni contenute nel manuale di istruzioni, se importanti per la sicurezza dell'utilizzatore, saranno rese note attraverso il sito internet di Ponte Giulio e comunicate a tutti i

Informazioni sull'uso

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 °C o maggiore di 40 °C . Non installare in saune.

Garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni; se in questo periodo si manifestano difetti di materiale o di lavorazione Ponte Giulio S.p.A. provvederà a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.